

# TRIM11 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 10851-1-AP

Vorgestelltes Produkt

10 Publikationen

## Allgemeine Informationen

## Katalog-Nr.:

10851-1-AP

## Größe:

150ul, Konzentration: 350 µg/ml von Nanodrop und 200 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

## Wirt:

Kaninchen

## Isotyp:

IgG

## Immunogen Katalognummer:

AG1308

## GenBank-Zugangsnummer:

BC011629

## GeneID (NCBI):

81559

## Vollständiger Name:

tripartite motif-containing 11

## Berechnete Masse:

52 kDa

## Beobachtete Masse:

53 kDa

## Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

## Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:6000

IHC 1:250-1:1000

## Anwendungen

## Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

## In Publikationen genannte Anwendungen:

CoIP, IF, IHC, WB

## Getestete Reaktivität:

Human

## Zitierte Arten:

Human, Maus

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (\*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

## Positivkontrollen:

WB: HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, Jurkat-Zellen

IHC: humanes Kolonkarzinomgewebe,

## Hintergrundinformationen

TRIM11 (Tripartite motif-containing protein 11) is also named as RNF92 and belongs to the TRIM/RBCC family. It is a member of the tripartite-motif-containing protein family and is known to destabilize humanin, an inhibitor of Alzheimer-like neuronal insults (PMID: 16904669). This protein has 3 isoforms produced by alternative splicing.

## Bemerkenswerte Veröffentlichungen

| Verfasser    | Pubmed ID | Journal        | Anwendung    |
|--------------|-----------|----------------|--------------|
| Fang He      | 34694031  | Cell Biol Int  | CoIP, WB     |
| Xiaoyan Jin  | 35611828  | Bioengineered  | WB           |
| Yaling Zhang | 35334267  | J Hazard Mater | WB, IF, CoIP |

## Lagerung

## Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

## Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
 W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10851-1-AP (TRIM11 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 10851-1-AP (TRIM11 antibody) at dilution of 1:500 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).