

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

11299-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 133 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG1817

GenBank-Zugangsnummer:

BC011753

GeneID (NCBI):

6871

Vollständiger Name:

transcriptional adaptor 2 (ADA2
homolog, yeast)-like

Berechnete Masse:

51 aa, 5 kDa

Beobachtete Masse:

51.5 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000
für WB
IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB : Maushodengewebe,

IP : Maushodengewebe,

IHC : humanes Kolonkarzinomgewebe,

Hintergrundinformationen

TADA2A is a subunit of the ADA2A-containing (ATAC) histone acetyltransferase complex, which with histone acetyltransferase activity on histones H3 and H4. It is required for the function of some acidic activation domains, which activate transcription from a distant site. It has a role in chromatin remodeling by binding at the linker region between neighbouring nucleosomes of dinucleosomes [PMID:19103755].

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Guelman Sebastián S	19103755	Mol Cell Biol	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11299-1-AP (TADA2L antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer using 11299-1-AP (TADA2L antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



IP Result of anti-TADA2L (IP:11299-1-AP, 4ug; Detection:11299-1-AP 1:300) with mouse testis tissue lysate 4000ug.