

Nur für Forschungszwecke

NT5C3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 11393-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
11393-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 450 µg/ml von
Nanodrop und 400 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG1949

GenBank-Zugangsnummer:
BC015856

GeneID (NCBI):
51251

Vollständiger Name:
5'-nucleotidase, cytosolic III

Berechnete Masse:
297 aa, 34 kDa

Beobachtete Masse:
33-38 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000
für WB

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Maus

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB : humanes Skelettmuskelgewebe,
Mausnierengewebe, Maus-Plazenta-Gewebe

IP : Mausnierengewebe,

IHC : humanes Kolonkarzinomgewebe,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Qing Dai	36302989	Nat Biotechnol	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



human skeletal muscle tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11393-1-AP (NT5C3 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP result of anti-NT5C3 (IP:11393-1-AP, 4ug; Detection:11393-1-AP 1:500) with mouse kidney tissue lysate 3000 ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer using 11393-1-AP (NT5C3 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).