

NRSN1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 11523-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

11523-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 147 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG2087

GenBank-Zugangsnummer:

BC023514

GeneID (NCBI):

140767

Vollständiger Name:

neurensin 1

Berechnete Masse:

195 aa, 21 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

NRSN1, also named as VMP and Neuro-p24, is a vesicular membrane protein with MW 24 kDa. It is a unique membranous protein that has a microtubule-binding domain and is specifically expressed in neurons. NRSN1 plays an active role in axonal regeneration as well as in embryonic development and neurite extension.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

