

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
11862-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 600 µg/ml von
Nanodrop und 300 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG2440

GenBank-Zugangsnummer:
BC020674

GeneID (NCBI):
10673

Vollständiger Name:
tumor necrosis factor (ligand)
superfamily, member 13b

Berechnete Masse:
32 kDa

Beobachtete Masse:
32 kDa, 45-52 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:500-1:2000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : U-937-Zellen, humanes Lebergewebe,
Maushodengewebe, Mauslebergewebe,
Rattenlebergewebe

Hintergrundinformationen

TNFSF13B, also named as BAFF, BLYS, TALL1, TNFSF20, ZTNF4 and CD257, is a cytokine that binds to TNFRSF13B/TACI and TNFRSF17/BCMA. This cytokine is expressed in B lineage cells, and acts as a potent B cell activator. It has been also shown to play an important role in the proliferation and differentiation of B cells. This antibody recognizes all the forms of TNFSF13B such as soluble form (17 kDa), membrane form (32-35 kDa) and glycosylation form (45-52 kDa).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11862-1-AP (TNFSF13B antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



U-937 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11862-1-AP (TNFSF13B antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.