

Nur für Forschungszwecke

HOXC10 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 12025-1-AP

Vorgestelltes Produkt

3 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

12025-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 800 µg/ml von Nanodrop und 240 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG2655

GenBank-Zugangsnummer:

BC001293

GeneID (NCBI):

3226

Vollständiger Name:

homeobox C10

Berechnete Masse:

342 aa, 38 kDa

Beobachtete Masse:

50 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IF 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB : Mausherzgewebe, A549-Zellen, C2C12-Zellen

IF : HepG2-Zellen,

Hintergrundinformationen

HOXC10, also named as Homeo box C10, is a 342 amino acid protein. The calculated molecular weight of HOXC10 is 38 kDa, but HOXC10 is detected about 50 kDa (PMID: 12853486)

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Mingjun Yu	34763232	Int Immunopharmacol	IHC
Zhenzhen Chen	34320348	Cell Rep	WB,IF
Chen Guo	29353980	Chin J Cancer Res	WB,IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using 12025-1-AP (HOXC10 antibody), at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



mouse heart tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12025-1-AP (HOXC10 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.