

Nur für Forschungszwecke

RHOF Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:12290-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 12290-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC018208	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 200 µg/ml von Nanodrop und 133 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 54509	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:2000 IP 0.5-4.0 ug für IP und 1:150-1:600 für WB
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: ras homolog gene family, member F (in filopodia)	IHC 1:20-1:200
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 211 aa, 24 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG2943	Beobachtete Masse: 24 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: A549-Zellen, COLO 320-Zellen, HeLa-Zellen, humanes Hirngewebe, Maushirngewebe

IP: COLO 320-Zellen,

IHC: humanes Kolonkarzinomgewebe, humanes Dünndarmgewebe

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Various cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12290-1-AP (RHO antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer using 12290-1-AP (RHO antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer using 12290-1-AP (RHO antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



IP result of anti-RHO (IP:12290-1-AP, 4ug; Detection:12290-1-AP 1:300) with COLO 320 cells lysate 2400 ug.