

Nur für Forschungszwecke

TSSK3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 12940-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
12940-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 400 µg/ml von
Nanodrop und 300 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG4009

GenBank-Zugangsnummer:
BC035354

GeneID (NCBI):
81629

Vollständiger Name:
testis-specific serine kinase 3

Berechnete Masse:
268 aa, 30 kDa

Beobachtete Masse:
30 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:3000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:2000

für WB

IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Maus

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB : Maushodengewebe,

IP : Maushodengewebe,

IHC : humanes Leberkarzinomgewebe,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Kaori Nozawa	36306217	Andrology	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12940-1-AP (TSSK3 Antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-TSSK3 (IP:12940-1-AP, 4ug; Detection:12940-1-AP 1:1000) with mouse testis tissue lysate 4000ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 12940-1-AP (TSSK3 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 12940-1-AP (TSSK3 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).