

Nur für Forschungszwecke

SIVA1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 12992-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
12992-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 333 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG3654

GenBank-Zugangsnummer:
BC034562

GeneID (NCBI):
10572

Vollständiger Name:
SIVA1, apoptosis-inducing factor

Berechnete Masse:
175 aa, 19 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IHC, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

SIVA1, also named as SIVA, CD27BP, is an apoptosis regulatory protein. It induces the CD27-mediated apoptosis. SIVA is required for its binding to BCL-XL and sensitizing cells to UV radiation.

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor using 12992-1-AP (SIVA1 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).