

Nur für Forschungszwecke

MX2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13278-1-AP

3 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

13278-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 440 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG4020

GenBank-Zugangsnummer:

BC035293

GeneID (NCBI):

4600

Vollständiger Name:

myxovirus (influenza virus)
resistance 2 (mouse)

Berechnete Masse:

715 aa, 82 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Nathan Meade	30078703	Cell	WB
Nathan Meade	31118254	J Virol	WB
Charles R Hesser	36916936	J Virol	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

