

Nur für Forschungszwecke

P4HA2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13759-1-AP

Vorgestelltes Produkt

16 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

13759-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 550 µg/ml von Nanodrop und 367 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG4714

GenBank-Zugangsnummer:

BC035813

GeneID (NCBI):

8974

Vollständiger Name:

prolyl 4-hydroxylase, alpha polypeptide II

Berechnete Masse:

533 aa, 61 kDa

Beobachtete Masse:

61 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:4000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:2000

für WB

IHC 1:100-1:400

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human, Ratte

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, MCF-7-Zellen

IP: HeLa-Zellen,

IHC: humanes Zervixkarzinomgewebe, humanes Pankreaskarzinomgewebe

Hintergrundinformationen

Prolyl 4-hydroxylase catalyzes the posttranslational formation of 4-hydroxyproline in collagens. The vertebrate enzyme is a tetramer of 2 alpha subunits and 2 beta subunits. P4HA2 is one of at least 2 alpha subunit isoforms. It catalyzes the post-translational formation of 4-hydroxyproline in -Xaa-Pro-Gly- sequences in collagens and other proteins. This pprotein has 2 isoforms produced by alternative splicing.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Jie You	36206672	Stem Cell Res	WB
Randy T Cowling	28923350	J Mol Cell Cardiol	WB
M Gabasa	28898237	Br J Cancer	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13759-1-AP (P4HA2 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




WB result of P4HA2 antibody (13759-1-AP; 1:2000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-P4HA2 transfected HeLa cells.



IP Result of anti-P4HA2 (IP:13759-1-AP, 4ug; Detection:13759-1-AP 1:1000) with HeLa cells lysate 1200ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human cervical cancer tissue slide using 13759-1-AP (P4HA2 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human cervical cancer tissue slide using 13759-1-AP (P4HA2 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).