

Nur für Forschungszwecke

TSLP Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:13778-1-AP

5 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
13778-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 900 µg/ml von
Nanodrop und 467 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG4771

GenBank-Zugangsnummer:
BC016720

GeneID (NCBI):
85480

Vollständiger Name:
thymic stromal Lymphopoietin

Berechnete Masse:
15 kDa, 42 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

IHC : humanes Nierengewebe, humanes Eierstockgewebe, humanes Hodengewebe, humanes Lungengewebe, humanes Milzgewebe, humanes Prostatakarzinomgewebe

Hintergrundinformationen

TSLP is a hemopoietic cytokine proposed to signal through a heterodimeric receptor complex composed of the thymic stromal lymphopoietin receptor and the IL-7R alpha chain, it mainly impacts myeloid cells and induces the release of T cell-attracting chemokines from monocytes and enhances the maturation of CD11c(+) dendritic cells. Another isoform of this protein may act as an antimicrobial peptide in the oral cavity and on the skin (PMID: 24850429).

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

| Verfasser | Pubmed ID | Journal | Anwendung |
|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| Xun Chen | 36179418 | Int Immunopharmacol | WB,IHC |
| Si-Zhe Li | 33029540 | J Immunol Res | IHC |
| Hui Lu | 36076269 | J Transl Med | WB,IHC |

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 13778-1-AP (TSLP Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 13778-1-AP (TSLP Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).