

Nur für Forschungszwecke

NKCC1,SLC12A2 Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:13884-1-AP

Vorgestelltes Produkt

14 Publikationen

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

13884-1-AP

Größe:

150ul , Konzentration: 700 µg/ml von Nanodrop;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG4991

GenBank-Zugangsnummer:

BC033003

GeneID (NCBI):

6558

Vollständiger Name:

solute carrier family 12 (sodium/potassium/chloride transporters), member 2

Berechnete Masse:

131 kDa

Beobachtete Masse:

140 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, IP, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Hausschwein, Human, Maus, Ratte

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : Maushirngewebe, rat brain

IHC : humanes Kolonkarzinomgewebe,

Hintergrundinformationen

The Na-K-Cl cotransporter sodium-potassium-chloride cotransporter 1 (NKCC1), encoded by the SLC12A2 gene, is an intensively studied member of the CCC family. NKCC1 is a membrane protein and plays fundamental roles in regulating trans-epithelial ion movement, cell volume, chloride homeostasis and neuronal excitability. NKCC1 assembles into a dimer, with the first ten transmembrane (TM) helices harboring the transport core and TM11-TM12 helices lining the dimer interface (PMID: 32081947). The observed molecular weight of NKCC1 is about 140 kDa, glycosylated NKCC1 is detected a band at 170 kDa (PMID: 22723696).

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Bo Yang	26389591	PLoS One	WB
Michelle W Antoine	24009395	Science	WB,IHC
Jie Zhu	34626749	Neuroscience	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13884-1-AP (NKCC1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 13884-1-AP (NKCC1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).