

Nur für Forschungszwecke

MEK3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13898-1-AP

Vorgestelltes Produkt

8 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

13898-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 550 µg/ml von Nanodrop und 420 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG4861

GenBank-Zugangsnummer:

BC032478

GeneID (NCBI):

5606

Vollständiger Name:

mitogen-activated protein kinase kinase 3

Berechnete Masse:

347 aa, 39 kDa

Beobachtete Masse:

37-40 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:2000 für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : HeLa-Zellen,

IP : HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Libo Hou	28889064	Mol Immunol	WB
Joan Sala-Gaston	36241744	Cell Mol Life Sci	WB
Shigui Chong	35324411	Bioengineered	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13898-1-AP (MEK3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-MEK3 (IP:13898-1-AP, 4ug; Detection:13898-1-AP 1:1000) with HeLa cells lysate 3200ug.