

Nur für Forschungszwecke

POLG Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 14110-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 14110-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC042571	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 87 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 5428	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: polymerase (DNA directed), gamma	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 140 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG5256		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

