

Nur für Forschungszwecke

T7-tag Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 14441-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

14441-1-AP

GenBank-Zugangsnummer:

GeneID (NCBI):

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Größe:

150ul, Konzentration: 280 µg/ml von Nanodrop und 200 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Vollständiger Name:

Berechnete Masse:

1 kDa

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:5000-1:50000

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Positivkontrollen:

WB: Rekombinantes Protein Protein,

Getestete Reaktivität:

Rekombinantes Protein

Hintergrundinformationen

The antibody is developed against a synthetic peptide MASMTGGQMG, the T7 tag, which presents in many vectors.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



T7-tagged fusion protein(20ng) was subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14441-1-AP (T7-tag antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.