

Nur für Forschungszwecke

# VGLL4 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 15135-1-AP

1 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

15135-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 480 µg/ml  
durch die Bradford-Methode mit BSA  
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG7283

GenBank-Zugangsnummer:

BC000763

GeneID (NCBI):

9686

Vollständiger Name:

vestigial like 4 (Drosophila)

Berechnete Masse:

31 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus

## Hintergrundinformationen

VGLL4, also named as KIAA0121 and Vgl-4, is a co-transcriptional regulator with no previously known function in ES cells. It is a positive regulator for survival of human ES cells.

## Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Qingzhe Wu	34597132	Sci Adv	WB

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

