

Nur für Forschungszwecke

DAZAP2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 15210-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

15210-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 620 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG7364

GenBank-Zugangsnummer:

BC002334

GeneID (NCBI):

9802

Vollständiger Name:

DAZ associated protein 2

Berechnete Masse:

17 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

DAZAP2, also named as KIAA0058, is a 17 kDa protein which associate with carcinogenesis of MM and participate in yet-to-be identified signaling pathways to regulate proliferation and differentiation of plasma cells.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

