

Nur für Forschungszwecke

MAN1B1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 15243-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

15243-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG7455

GenBank-Zugangsnummer:

BC002953

GeneID (NCBI):

11253

Vollständiger Name:

mannosidase, alpha, class 1B,
member 1

Berechnete Masse:

80 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte

Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Annemieke T van der Goot	29706535	Mol Cell	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

