

Nur für Forschungszwecke

GPR162 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 15254-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

15254-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 350 µg/ml von Nanodrop und 253 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG7011

GenBank-Zugangsnummer:

BC002353

GeneID (NCBI):

27239

Vollständiger Name:

G protein-coupled receptor 162

Berechnete Masse:

64 kDa

Beobachtete Masse:

33 kDa, 64 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB : SH-SY5Y-Zellen, HeLa-Zellen, humanes Hirngewebe, Y79-Zellen

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



SH-SY5Y cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15254-1-AP (GPR162 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.