

Nur für Forschungszwecke

AAK1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 15353-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

15353-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG7496

GenBank-Zugangsnummer:

BC002695

GeneID (NCBI):

22848

Vollständiger Name:

AP2 associated kinase 1

Berechnete Masse:

104 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

AAK1, also named as KIAA1048, belongs to the protein kinase superfamily and Ser/Thr protein kinase family. It phosphorylates the AP2M1/mu2 subunit of the adaptor protein complex 2 (AP-2). AAK1 may play a role in regulating aspects of clathrin-mediated endocytosis (PMID:14617351).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

