

Nur für Forschungszwecke

ST6GALNAC4 Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:15654-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

15654-1-AP

Größe:

150ul , Konzentration: 327 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG7995

GenBank-Zugangsnummer:

BC036705

GeneID (NCBI):

27090

Vollständiger Name:

ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-
beta-galactosyl-1,3)-N-
acetylgalactosaminide alpha-2,6-
sialyltransferase 4

Berechnete Masse:

34 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

