

Nur für Forschungszwecke

VAC14 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 15771-1-AP

Vorgestelltes Produkt

2 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

15771-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 350 µg/ml von Nanodrop und 253 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG8415

GenBank-Zugangsnummer:

BC007214

GeneID (NCBI):

55697

Vollständiger Name:

Vac14 homolog (S. cerevisiae)

Berechnete Masse:

88 kDa

Beobachtete Masse:

88 kDa, 65 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000

für WB

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : humanes Milzgewebe, Jurkat-Zellen

IP : Jurkat-Zellen,

IHC : humanes Hautgewebe, humanes Eierstockgewebe, humanes Hodengewebe, humanes Lungengewebe, humanes Milzgewebe, humanes Plazenta-Gewebe

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Shirley Qiu	29031163	Virology	WB
Shin Morioka	28552585	Exp Cell Res	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




human spleen tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15771-1-AP (VAC14 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skin using 15771-1-AP (VAC14 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skin using 15771-1-AP (VAC14 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



IP Result of anti-VAC14 (IP:15771-1-AP, 4ug; Detection:15771-1-AP 1:500) with Jurkat cells lysate 2400ug.