

Nur für Forschungszwecke

UFC1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:15783-1-AP

Vorgestelltes Produkt

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 15783-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC005187	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 450 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 51506	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:2000 IHC 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: ubiquitin-fold modifier conjugating enzyme 1	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 167 aa, 19 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG8480	Beobachtete Masse: 21 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : A549-Zellen, HepG2-Zellen, Mausnierengewebe, MCF-7-Zellen, Rattennierengewebe

IHC : humanes Lebergewebe,

Hintergrundinformationen

The function of UFC1 (ubiquitin fold modifier conjugating enzyme 1) has not been widely studied, and is yet to be fully elucidated. The MW of this protein is 21 kDa, and this antibody specially recognises the 21 kDa protein. Catalog#15783-1-AP specially recognises the 21 kDa protein.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
James M Gavin	24966333	J Biol Chem	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15783-1-AP (UFC1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 15783-1-AP (UFC 1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



WB result of UFC1 antibody (15783-1-AP; 1:2000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-UFC1 transfected A549 cells.