

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

15871-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 700 µg/ml von Nanodrop und 333 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG8628

GenBank-Zugangsnummer:

BC003667

GeneID (NCBI):

51065

Vollständiger Name:

ribosomal protein S27-like

Berechnete Masse:

84 aa, 10 kDa

Beobachtete Masse:

10 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000 für WB

IF 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB: SH-SY5Y-Zellen, HepG2-Zellen, humanes Herzgewebe, Maushirngewebe

IP: SH-SY5Y-Zellen,

IF: SH-SY5Y-Zellen,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



IP result of anti-RPS27L (IP:15871-1-AP, 4ug; Detection:15871-1-AP 1:300) with SH-SY5Y cells lysate 2160 ug.



SH-SY5Y cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15871-1-AP (RPS27L antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed SH-SY5Y cells using 15871-1-AP (RPS27L antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).