

Nur für Forschungszwecke

BAMBI Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 16100-1-AP

7 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

16100-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 400 µg/ml von

Nanodrop und 373 µg/ml durch die

Bradford-Methode mit BSA als

Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG8974

GenBank-Zugangsnummer:

BC019252

GeneID (NCBI):

25805

Vollständiger Name:

BMP and activin membrane-bound
inhibitor homolog (Xenopus laevis)

Berechnete Masse:

260 aa, 29 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

BAMBI (BMP and activin membrane-bound inhibitor homolog) is a transmembrane protein and modulator of paracrine factors that regulate adipogenesis, including transforming growth factor (TGF) superfamily members (TGF-β and BMP) and Wnt. BAMBI is a type I TGFβ receptor antagonist and contributes to endothelial and vascular homeostasis. BAMBI deregulation has been involved in the pathogenesis of various human pathologies, such as tumor progression and metastatic capability, pathological fibrosis and metaplastic bone formation.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Bingyue Duan	31777597	J Cancer	WB
Chao Yan	28634394	Sci Rep	WB
Yadong Xue	32525225	J Dermatol	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

