

Nur für Forschungszwecke

MGAT4B Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 16308-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

16308-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 73 µg/ml durch 11282

die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG9293

GenBank-Zugangsnummer:

BC009464

GeneID (NCBI):

11282

Vollständiger Name:

mannosyl (alpha-1,3-)-glycoprotein

beta-1,4-N-

acetylglucosaminyltransferase,

isozyme B

Berechnete Masse:

548 aa, 63 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

