

Nur für Forschungszwecke

Histone H2A.z Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:16441-1-AP

Vorgestelltes Produkt

6 Publikationen

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

16441-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 167 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG9762

GenBank-Zugangsnummer:

BC018002

GeneID (NCBI):

3015

Vollständiger Name:

H2A histone family, member Z

Berechnete Masse:

128 aa, 14 kDa

Beobachtete Masse:

14 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IF 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Fisch, Human, Maus, Oratosquilla Oratoria

Positivkontrollen:

WB : humanes Hirngewebe, Mausnierengewebe

IF : HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
BreAnna Cameron	34590699	Biol Open	IF, WB
Ryan Darby Heimroth	34788085	Sci Adv	IF
Zhitao Han	36408174	Front Oncol	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16441-1-AP (H2AFZ antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



mouse kidney tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16441-1-AP (Histone H2A.z Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed HeLa cells using 16441-1-AP (Histone H2A.z antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).