

Nur für Forschungszwecke

NAAA Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:16576-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
16576-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 73 µg/ml durch
die Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG9861

GenBank-Zugangsnummer:

BC011854

GeneID (NCBI):

27163

Vollständiger Name:

N-acylethanolamine acid amidase

Berechnete Masse:

359 aa, 40 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

NAAA, also named as ASAHL and PLT, is a novel lysosomal hydrolase, which is structurally and functionally similar to acid ceramidase.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

