

Nur für Forschungszwecke

DNAJB12 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 16780-1-AP

Vorgestelltes Produkt

10 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
16780-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 600 µg/ml von
Nanodrop und 133 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG10193

GenBank-Zugangsnummer:
BC011812

GeneID (NCBI):
54788

Vollständiger Name:
DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B,
member 12

Berechnete Masse:
375 aa, 42 kDa

Beobachtete Masse:
40-42 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:1000-1:8000
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000
für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
ChIP, IF, IP, WB

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:
Human

Positivkontrollen:

WB : Maushirngewebe, A549-Zellen, humanes
Hirngewebe, humanes Lebergewebe, humanes
Nierengewebe, MCF-7-Zellen, MKN-45-Zellen,
Rattenhirngewebe

IP : Maushirngewebe,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Allison Dupzyk	29769335	J Virol	WB
Xiaofang Liu	32161173	J Virol	WB, IP
Christopher Paul Walczak	24675744	PLoS Pathog	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16780-1-AP (DNAJB12 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16780-1-AP (DNAJB12 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16780-1-AP (DNAJB12 antibody) at dilution of 1:2500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-DNAJB12 (IP:16780-1-AP, 4ug; Detection:16780-1-AP 1:500) with mouse brain tissue lysate 4000ug.