

Nur für Forschungszwecke

DYNLL2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 16811-1-AP

6 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 16811-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC010744	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 450 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 140735	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:4000
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: dynein, light chain, LC8-type 2	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 89 aa, 10 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG10345	Beobachtete Masse: 10 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : A431-Zellen, humanes Herzgewebe, Maushirngewebe
In Publikationen genannte Anwendungen: CoIP, IF, IHC, WB	
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	
Zitierte Arten: Human, Maus	

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Tamás Szaniszló	36114230	Sci Rep	WB, CoIP
Judit Oláh	31505170	Biochim Biophys Acta Mol Cell Res	
Xin Zhang	36417862	Cell Rep	IF

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.


Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16811-1-AP (DYNLL2 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.