

PIGX Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 17120-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
17120-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 100 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG10808

GenBank-Zugangsnummer:
BC022542

GeneID (NCBI):
54965

Vollständiger Name:
phosphatidylinositol glycan anchor
biosynthesis, class X

Berechnete Masse:
217aa,25 kDa; 258aa,29 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

PIGX encodes a 258-amino acid ER-resident type I transmembrane protein with a large luminal domain. It acts by stabilizing the mannosyltransferase PIGM. PIGX might function as a cyclic dimeric GMP phosphodiesterase.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

