

Nur für Forschungszwecke

DNMBP Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 17191-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

17191-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 600 µg/ml von Nanodrop und 227 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG10973

GenBank-Zugangsnummer:

BC041628

GeneID (NCBI):

23268

Vollständiger Name:

dynamin binding protein

Berechnete Masse:

823aa,94 kDa; 1577aa,177 kDa

Beobachtete Masse:

180 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:3000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:2000 für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : Maushirngewebe,

IP : Maushodengewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17191-1-AP (DNMBP antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-DNMBP (IP:17191-1-AP, 4ug; Detection:17191-1-AP 1:1000) with mouse testis tissue lysate 10000ug.