

Nur für Forschungszwecke

MRPL42 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 17300-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 17300-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC040240	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 500 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 28977	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:3000 IF 1:200-1:800
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: mitochondrial ribosomal protein L42	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 142 aa, 17 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG11181	Beobachtete Masse: 14-17 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF, WB, ELISA	Positivkontrollen:
Getestete Reaktivität: Human	WB : HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, Jurkat-Zellen, MCF-7-Zellen, PC-3-Zellen
	IF : HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17300-1-AP (MRPL42 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HeLa cells using MRPL42 antibody (17300-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite® 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).