

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 17546-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC036568	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 750 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 79730	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:1000 IHC 1:250-1:1000
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: NOL1/NOP2/Sun domain family, member 7	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 475 aa, 54 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG11650	Beobachtete Masse: 80 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen:
In Publikationen genannte Anwendungen: WB	WB : Mauslebergewebe, Maushodengewebe, Rattenlebergewebe
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	IHC : Rattenhodengewebe,
Zitierte Arten: Human	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Ronglin Wang	35433474	Front Oncol	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.


Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17546-1-AP (NSUN7 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17546-1-AP (NSUN7 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded rat testis tissue slide using 17546-1-AP (NSUN7 antibody) at dilution of 1:500 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).