

Nur für Forschungszwecke

# XAF1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:17837-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
17837-1-AP

Größe:  
150ul

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG12110

GenBank-Zugangsnummer:  
BC073156

GeneID (NCBI):  
54739

Vollständiger Name:  
XIAP associated factor 1

Berechnete Masse:  
301 aa, 35 kDa

Reinigungsmethode:  
Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
IF,ELISA

Getestete Reaktivität:  
Human

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of HeLa cells using 17837-1-AP (XAF1 antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).