

Nur für Forschungszwecke

GCS1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 17859-1-AP

5 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 17859-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC028337	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 350 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 7841	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:2000 IHC 1:20-1:200
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: mannosyl-oligosaccharide glucosidase	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 837 aa, 92 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG12321	Beobachtete Masse: 80-92 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB: COLO 320-Zellen, IHC: humanes Dünndarmgewebe, humanes Lebergewebe
In Publikationen genannte Anwendungen: IF, IHC, WB	
Getestete Reaktivität: Human, Maus	
Zitierte Arten: Human	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yong Huang	32938225	Am J Physiol Cell Physiol	WB
Jianyu Ma	31635221	Int J Mol Sci	WB
Emily J Sherman	35231079	PLoS Pathog	WB

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




mouse colon tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17859-1-AP (GCS1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



COLO 320 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17859-1-AP (GCS1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human small intestine using 17859-1-AP (GCS1 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human small intestine using 17859-1-AP (GCS1 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).