

Nur für Forschungszwecke

GREM1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 18024-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
18024-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 133 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG12588

GenBank-Zugangsnummer:
BC093778

GeneID (NCBI):
26585

Vollständiger Name:
gremlin 1, cysteine knot superfamily,
homolog (Xenopus laevis)

Berechnete Masse:
184 aa, 21 kDa

Beobachtete Masse:
47-50 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung
Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:200-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:
WB: Maus-Dünndarmgewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse small intestine tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18024-1-AP (GREM1 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.