

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

18088-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 500 µg/ml von Nanodrop und 287 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG12808

GenBank-Zugangsnummer:

BC101584

GeneID (NCBI):

123745

Vollständiger Name:

phospholipase A2, group IVE

Berechnete Masse:

868 aa, 99 kDa

Beobachtete Masse:

99 kDa, 57 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : SH-SY5Y-Zellen, Maus-Thymusgewebe, SW 1990-Zellen

IHC : humanes Skelettmuskelgewebe, humanes Herzgewebe

Hintergrundinformationen

PLA2G4E (Phospholipase A2 group IVE), also known as cPLA2-epsilon. Calcium-dependent N-acyltransferase is involved in the biosynthesis of N-acyl ethanolamines (NAEs) in the brain (PMID:29447909). Transfers the sn-1 fatty acyl chain of phosphatidylcholine (fatty acyl donor) to the amine group of phosphatidylethanolamine (fatty acyl acceptor) to generate N-acyl phosphatidylethanolamine (NAPE). Similarly can use plasmalogen ethanolamine as a fatty acyl acceptor to form N-acyl plasmalogen ethanolamine (N-Acyl-PlsEt). Both NAPE and N-Acyl-PlsEt can serve as precursors of bioactive NAEs like N-arachidonoyl phosphatidylethanolamine also called anandamide (PMID:29447909; 30517655).

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Marta Pérez-González	32380223	Prog Neurobiol	WB, IHC, IF
Haojie Zhang	36609266	J Neuroinflammation	WB
Junsheng Lou	34872436	Autophagy	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
 W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



SH-SY5Y cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18088-1-AP (PLA2G4E antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle using 18088-1-AP (PLA2G4E antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle using 18088-1-AP (PLA2G4E antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).