

Nur für Forschungszwecke

TRMT5 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 18255-1-AP

Vorgestelltes Produkt

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

18255-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 400 µg/ml von Nanodrop und 220 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG13075

GenBank-Zugangsnummer:

BC108284

GeneID (NCBI):

57570

Vollständiger Name:

TRMT5 tRNA methyltransferase 5 homolog (S. cerevisiae)

Berechnete Masse:

509 aa, 58 kDa

Beobachtete Masse:

50-55 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:3000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Ratte

Positivkontrollen:

WB: Jurkat-Zellen, Maushodengewebe, MCF-7-Zellen, NIH/3T3-Zellen

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Huafeng Song	35300115	Front Mol Biosci	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



WB result of TRMT5 antibody (18255-1-AP; 1:3000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-TRMT5 transfected MCF-7 cells.

Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18255-1-AP (TRMT5 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.

