

Nur für Forschungszwecke

GPR68 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 18826-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

18826-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 133 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

BC098567

GeneID (NCBI):

8111

Vollständiger Name:

G protein-coupled receptor 68

Berechnete Masse:

41 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

GPR68, also named as OGR1, belongs to the G-protein coupled receptor 1 family. GPR68 binds sphingosylphosphorylcholine, GPR68 is a lipid molecule involved in cell growth and survival, and has been shown to act as a proton sensing receptor stimulating inositol phosphate formation.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

