

Nur für Forschungszwecke

ANO8 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 19485-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
19485-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 400 µg/ml von
Nanodrop und 213 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_020959

GeneID (NCBI):

57719

Vollständiger Name:

anoctamin 8

Berechnete Masse:

136 kDa

Beobachtete Masse:

136 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IF 1:10-1:100

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : Maushirngewebe,

IF : SH-SY5Y-Zellen,

Hintergrundinformationen

ANO8, also named as KIAA1623 and TMEM16H, belongs to the anoctamin family. It may act as a calcium-activated chloride channel.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19485-1-AP (ANO8 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of SH-SY5Y cells using 19485-1-AP (ANO8 antibody) at dilution of 1:25 and Rhodamine-Goat anti-Rabbit IgG.