

Nicastrin Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 19550-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19550-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 187 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_015331

GeneID (NCBI):

23385

Vollständiger Name:

nicastrin

Berechnete Masse:

78 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

NCSTN, also named as KIAA0253, belongs to the nicastrin family. NCSTN is an essential subunit of the gamma-secretase complex. And it is an endoprotease complex that catalyzes the intramembrane cleavage of integral membrane proteins such as Notch receptors and APP (beta-amyloid precursor protein). It probably represents a stabilizing cofactor required for the assembly of the gamma-secretase complex.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

