

Nur für Forschungszwecke

PTPN3-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 19714-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19714-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 227 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_002829

GeneID (NCBI):

5774

Vollständiger Name:

protein tyrosine phosphatase, non-
receptor type 3

Berechnete Masse:

104 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

PTPN3, also named as PTPH1, belongs to the protein-tyrosine phosphatase family and Non-receptor class subfamily. PTPN3 may act at junctions between the membrane and the cytoskeleton. PTPN3 catalyze the reaction: Protein tyrosine phosphate + H₂O = protein tyrosine + phosphate. This antibody is specific to PTPN3.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

