

Nur für Forschungszwecke

BTF3L3-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 19753-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 19753-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: Q13892	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 260 µg/ml von Nanodrop und 200 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 132556	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:1000 IHC 1:20-1:200
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: basic transcription factor 3, like 3	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 23 kDa	
	Beobachtete Masse: 25-30 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : humanes Hirngewebe, IHC : humanes Zervixkarzinomgewebe, humanes Plazenta-Gewebe
Getestete Reaktivität: Human	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

BTF3L3 belongs to the NAC-beta family. It is a general transcription factor. It is required for the initiation of transcription. The antibody has no cross reaction to BTF3.

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19753-1-AP (BTF3L3-Specific antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human cervical cancer using 19753-1-AP (BTF3L3-Specific antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human cervical cancer using 19753-1-AP (BTF3L3-Specific antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).