

Nur für Forschungszwecke

KCNT1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 19759-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19759-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_020822

GeneID (NCBI):

57582

Vollständiger Name:

potassium channel, subfamily T, member 1

Berechnete Masse:

138 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

KCNT1, also named as KIAA1422 and KCa4.1, belongs to the potassium channel family and Calcium-activated subfamily. KCNT1 is outwardly rectifying potassium channel subunit that may co-assemble with other Slo-type channel subunits. It is activated by high intracellular sodium or chloride levels. KCNT1 is also activated upon stimulation of G-protein coupled receptors, such as CHRM1 and GRIA1. It may be regulated by calcium in the absence of sodium ions (in vitro).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

