

Nur für Forschungszwecke

# HTR1B Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 19960-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19960-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM\_000863

GeneID (NCBI):

3351

Vollständiger Name:

5-hydroxytryptamine (serotonin)  
receptor 1B

Berechnete Masse:

44 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

## Hintergrundinformationen

HTR1B, also named as 5-HT1B; 5-HT1DB; HTR1D2; HTR1DB and 512, belongs to the G-protein coupled receptor 1 family. HTR1B is one of the several different receptors for 5-hydroxytryptamine (serotonin), a biogenic hormone that functions as a neurotransmitter, a hormone, and a mitogen. The activity of HTR1B is mediated by G proteins that inhibit adenylate cyclase activity.

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

