

Nur für Forschungszwecke

# REV3L Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:19985-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19985-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM\_002912

GeneID (NCBI):

5980

Vollständiger Name:

REV3-like, catalytic subunit of DNA polymerase zeta (yeast)

Berechnete Masse:

353 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

## Hintergrundinformationen

REV3L, also named as POLZ and REV3, belongs to the DNA polymerase type-B family. REV3L catalyses the reaction: Deoxynucleoside triphosphate + DNA(n) = diphosphate + DNA(n+1). The antibody recognizes the C-term of REV3L.

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

