

Nur für Forschungszwecke

ZBTB40 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:20026-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
20026-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 200 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_014870

GeneID (NCBI):
9923

Vollständiger Name:
zinc finger and BTB domain
containing 40

Berechnete Masse:
138 kDa

Beobachtete Masse:
138 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:500-1:2000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB,ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Positivkontrollen:

WB : A431-Zellen, HepG2-Zellen, L02-Zellen

Hintergrundinformationen

ZBTB40, also named as KIAA0478, belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. ZBTB40 may be involved in transcriptional regulation. The antibody can recognize all the isoforms of ZBTB40.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



A431 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20026-1-AP (ZBTB40 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.