

Nur für Forschungszwecke

PLXDC1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20051-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

20051-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_020405

GeneID (NCBI):

57125

Vollständiger Name:

plexin domain containing 1

Berechnete Masse:

56 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

PLXDC1, also named as TEM3 and TEM7, belongs to the plexin family. PLXDC1 may interact with cortactin. PLXDC1(TEM7) is identified through serial analysis of gene expression on endothelial cells isolated from human normal and malignant colorectal tissues. The antibody recognizes isoform1 and isoform4 of PLXDC1.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

